


Wb, If, Ihc, Elisa용 Anti-Acp5 폴리클로날 항체 - P13686

품목 번호: CM0024112



소개

인간 타르트레이트 내성 산성 인산가수분해효소 5형(ACP5/TRAP)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 블로팅, 면역형광법, 면역조직화학 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 골 대사, 파골세포 연구 및 백혈병 바이오마커 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ACP5 Rabbit pAb
비고/별칭	HPAP; TRAP; TRAcP; TRACP5a; TRACP5b; TrATPase; ACP5
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	54
유전자 ID	54
면역원	제조항 단백질; 인간 ACP5 (NP_001602.1)의 아미노산 76-325에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P13686
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)