

Wb, Elisa용 Anti-Acrv1 폴리클로날 항체 - P26436

품목 번호: CM0026288

소개

정자 기능에 필수적인 정자체 단백질인 인간 ACRV1 (SP-10)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 쥐와 교차 반응을 보입니다. 생식 생물학 및 불임 진단 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ACRV1 Rabbit pAb
비고/별칭	SP-10, SPACA2, D11S4365, ACRV1
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	56
면역원	인간 ACRV1 (NP_001603.1)의 아미노산 22-265에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	쥐(Rat)
SWISS	P26436
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)