

## Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Acsf3 폴리클로날 항체 - Q4G176

품목 번호: CM0019415

## 소개

인간 ACSF3 (말로네이트--CoA 리가제)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 내 지방산 합성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 제품명         | ACSF3 Rabbit pAb                                      |
| 비고/별칭       | ACSF3; acyl-CoA synthetase family member 3            |
| 종           | 인간(Human)                                             |
| 유전자 ID (인간) | 197322                                                |
| 유전자 ID      | 197322                                                |
| 면역원         | 인간 ACSF3 (NP_777577.2)의 아미노산 370-576을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원         | 토끼(Rabbit)                                            |
| 카테고리        | 폴리클로날 항체                                              |
| 애플리케이션      | WB, IHC-P, ELISA                                      |
| 교차 반응성      | 인간(Human), 마우스(Mouse)                                 |
| SWISS       | Q4G176                                                |
| 단백질 분자량     | 64kDa                                                 |
| 배송          | 아이스백                                                  |