

Wb, Ip, If/Icc용 Anti-Acs11 폴리클로날 항체 - P33121

품목 번호: CM0020257

소개

ACSL1에 대한 고품질의 토끼 폴리클로날 항체로, 사람, 쥐, 및 쥐 샘플에서 WB, IP, IF/ICC용으로 검증되었습니다. 지방산 대사 및 지질 합성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ACSL1 Rabbit pAb
비고/별칭	ACSI; LACS; FACL1; FACL2; LACSI; LACS2; ACSL1
종	사람 (Human)
GeneID	2180
면역원	사람 ACSL1 (NP_001986.2)의 아미노산 46-145에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 쥐 (Rat)
SWISS	P33121
단백질 분자량	78 kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)