

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Acs1 Rabbit Monoclonal Antibody - P33121

품목 번호: CM0012295

소개

인간 ACSL1을 표적으로 하는 고평가성 토끼 단일클론 항체. WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. 장쇄 지방산 대사 및 지질 합성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ACSL1 Rabbit mAb
비고/별칭	ACSL1, LACS, FACL1, FACL2, LACS1, LACS2
종	인간
유전자 ID	2180
면역원	합성 펩타이드: 인간 ACSL1 (NP_001986.2)의 아미노산 598-698 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P33121
단백질 분자량	78kDa
배송	아이스백