

Wb, Elisa용 항Acsl1 토끼 다클론 항체 - P33121

품목 번호: CM0021610

소개

인간 ACSL1(장쇄지방산-CoA 리가아제 1)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블로팅 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 교차 반응성이 있습니다. 지방산 활성화, 지질 대사 및 대사성 질환 기전 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ACSL1 토끼 pAb
비고/별칭	ACSL1; ACS1; FACLI; FACL2; LACS; LACSL; LACS2; 장쇄지방산-CoA 리가아제 1
종	인간
유전자ID (인간)	2180
유전자ID	2180
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P33121
단백질 분자량	76kDa/77kDa
배송	아이스백