

Wb, Ihc, Elisa용 Anti-Acs1 Rabbit Polymab® 단일클론 항체 - P33121

품목 번호: CM0007553

소개

ACSL1 Rabbit PolymAb®는 WB, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 단일클론 항체입니다. 지질 대사에 관여하는 장쇄 지방산-CoA 리가아제인 인간, 마우스 및 랫드 ACSL1을 검출합니다. 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ACSL1 Rabbit PolymAb®
비고/별칭	ACSL1; LACS; FACL1; FACL2; LACS1; LACS2
종	인간
GeneID (인간)	2180
GeneID	2180
면역원	합성 펩타이드(인간 ACSL1(NP_001986.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드)
항체 출처	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P33121
단백질 분자량	78kDa
배송	아이스팩