

## Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Acsl3 폴리클로날 항체 - O95573

품목 번호: CM0016890

### 소개

WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 ACSL3 Rabbit pAb; 인간, 마우스, 랫트의 내인성 ACSL3를 검출합니다.

Long-chain-fatty-acid-CoA ligase 3으로, 지질 대사 및 VLDL 형성에 핵심적인 역할을 합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수            | 값                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 제품명             | ACSL3 Rabbit pAb                                        |
| 비고/별칭           | ACS3; FACL3; LACS3; LACS 3; PRO2194; ACSL3              |
| 종               | Human                                                   |
| Gene ID (Human) | 2181                                                    |
| Gene ID         | 2181                                                    |
| 면역원             | 인간 ACSL3 (NP_004448.2)의 아미노산 621-720 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드 |
| 공급원             | Rabbit                                                  |
| 카테고리            | 폴리클로날 항체                                                |
| 애플리케이션          | WB, IHC-P, ELISA                                        |
| 교차 반응성          | Human, Mouse, Rat                                       |
| SWISS           | O95573                                                  |
| 단백질 분자량         | 80kDa                                                   |
| 배송              | 아이스 팩                                                   |