

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Acsl3 토끼 단일클론 항체 - O95573

품목 번호: CM0003968

소개

ACSL3에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 쥐, 및 랫트와 반응합니다. 80kDa 단백질을 검출합니다. 지질 대사 연구를 위해 지방산 CoA 리가제를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ACSL3 Rabbit mAb
비고/별칭	ACS3; FAACL3; LACS3; LACS 3; PRO2194; ACSL3
종	인간
GeneID (인간)	2181
GeneID	2181
면역원	인간 ACSL3 (NP_004448.2)의 아미노산 600-700 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
질병	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐, 랫트
SWISS	O95573
단백질 크기	80kDa
배송	아이스 팩