

Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Acsl4 Rabbit Monoclonal Antibody - O60488

품목 번호: CM0002977

소개

WB, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증된 Anti-ACSL4 Rabbit Monoclonal Antibody입니다. 지방산 대사 및 페로토시스의 핵심 효소인 인간, 마우스, 랫트 ACSL4(O60488)와 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ACSL4 Rabbit mAb
비고/별칭	ACS4; FACL4; LACS4; MRX63; MRX68; XLID63; ACSL4
종	인간
유전자 ID (인간)	2182
면역원	인간 ACSL4 (NP_075266.1)의 아미노산 42-321에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	O60488
단백질 분자량	79kDa
배송	아이스백