

Anti-Acsl4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O60488

품목 번호: CM0026993

소개

인간 ACSL4에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)와 교차 반응합니다. 장쇄 지방산 활성화 및 페로프토시스(ferroptosis)의 주요 효소인 ACSL4를 타겟으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ACSL4 Rabbit pAb
비고/별칭	ACS4; FACL4; LACS4; MRX63; MRX68; XLID63; ACSL4
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	2182
GeneID	2182
면역원(Immunogen)	인간 ACSL4 (NP_075266.1)의 아미노산 42-321에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	O60488
단백질 분자량(Protein Weight)	79 kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)