

Anti-Acsl5 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q9Ulc5

품목 번호: CM0013341

소개

인간, 마우스, 래트와 교차 반응성이 검증된 WB 및 ELISA용 고품질 ACSL5 토끼 다클론 항체로, 지방산 대사 및 지질 합성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ACSL5 토끼 pAb
비고/별칭	ACS2; ACS5; FACL5; ACSL5
종	인간
GeneID (인간)	51703
GeneID	51703
면역원	재조합 단백질 (인간 ACSL5의 500-739 아미노산)
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9ULC5
단백질 크기	76kDa
배송	아이스팩