

Wb, Elisa용 Anti-Acsl6 폴리클론항체 - Q9Uku0

품목 번호: CM0027059

소개

인간 ACSL6에 대한 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증됨. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 내인성 발현 단백질을 검출합니다. 장쇄 지방산 대사 및 뇌 지질 합성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ACSL6 Rabbit pAb
비고/별칭	ACS2; FACL6; LACS2; LACS5; LACS 6; ACSL6
종	인간
GeneID (Human)	23305
GeneID	23305
면역원	재조합 단백질: 인간 ACSL6 (NP_001192180.1)의 아미노산 383-622에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원산지	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UKU0
단백질 분자량	78kDa
배송	아이스백