

Anti-Acsm2A 폴리클론항체 (Wb, Elisa 용) - Q08Ah3

품목 번호: CM0014125



소개

인간 ACSM2A를 표적하는 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 마우스 및 래트와 교차반응.

미토콘드리아 지방산 대사 및 이물질 활성화 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ACSM2A Rabbit pAb
비고/별칭	ACSM2; A-923A4.1; ACSM2A
종	인간
GeneID (인간)	123876
GeneID	123876
면역원	인간 ACSM2A (NP_001295101.1)의 아미노산 418-577에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q08AH3
단백질 분자량	64kDa
배송	아이스백