

Wb, Elisa용 Anti-Acsm3 토끼 다클론 항체 - Q53Fz2

품목 번호: CM0019788

소개

인간 ACSM3을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 지방산 대사 연구 및 미토콘드리아 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ACSM3 토끼 pAb
비고/별칭	SA; SAH; ACSM3
종	인간
유전자 ID	6296
면역원	합성 펩타이드
항체 공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q53FZ2
단백질 분자량	66kDa
배송	아이스팩