

Wb, Elisa용 Anti-Acsm5 폴리클로널 항체 - Q6Nun0

품목 번호: CM0020966

소개

인간 ACSM5 (MACS3)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로널 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 신장 및 간 조직에서의 지방산 대사, 지질 축적 및 미토콘드리아 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ACSM5 Rabbit pAb
비고/별칭	Acsm5; ACSM5; MACS3
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	54988
유전자 ID	54988
면역원	합성 펩타이드 인간 ACSM5 (NP_001311300.1)의 아미노산 27-130 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q6NUN0
단백질 분자량	64kDa
배송	아이스팩