


Anti-Acss1 폴리클로날 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa 용) - Q9Nub1

품목 번호: CM0013785



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA 검증 완료된 토끼 유래 Anti-ACSS1 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 래트의 ACSS1을 검출합니다. 아세틸-CoA 대사, 케톤생성, 미토콘드리아 연구에 적합합니다. 아세테이트 이용, 단쇄 지방산 대사, 열생성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	ACSS1 Rabbit pAb
비고/별칭	ACAS2L; ACECS1; AceCS2L; ACSS1
종	인간
GeneID (인간)	84532
GeneID	84532
면역원	인간 ACSS1 (NP_115890.2)의 아미노산 340-689에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NUB1
단백질 분자량	75kDa
배송	아이스백