

Anti-Acss2 폴리클론항체 (Wb, Elisa 용) - Q9Nr19

품목 번호: CM0016114

소개

ACSS2 토끼 폴리클론항체는 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람과 쥐에 반응하며, 아세틸-CoA 합성효소 2 (~79 kDa)를 표적합니다. 대사 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ACSS2 Rabbit pAb
비고/별칭	ACS, ACSA, ACAS2, ACECS, AceCS1, dJ1161H23.1, ACSS2
종	사람
GeneID (Human)	55902
GeneID	55902
면역원	재조합 단백질 사람 ACSS2 (NP_061147.1)의 아미노산 462-701에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐
SWISS	Q9NR19
단백질 분자량	79kDa
배송	아이스백