

Anti-Acss2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nr19

품목 번호: CM0026350

소개

WB, IF/ICC 및 ELISA에 검증된 인간 ACSS2 (acetyl-CoA synthetase 2)에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 대사 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ACSS2 Rabbit pAb
비고/별칭	ACS; ACSA; ACAS2; ACECS; AceCS1; dJ1161H23.1; ACSS2
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	55902
GeneID	55902
면역원(Immunogen)	인간 ACSS2 (NP_061147.1)의 아미노산 462-701에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9NR19
단백질 분자량(Protein Weight)	79kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)