

## Anti-Acss3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q9H6R3

품목 번호: CM0015650

### 소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증된 인간 ACSS3 (Acyl-CoA synthetase short-chain family member 3, mitochondrial)에 대한 토끼 폴리클로날 항체. 마우스 및 래트와 교차 반응. 지질 대사 연구에 이상적.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 제품명         | ACSS3 Rabbit pAb                                              |
| 비고/별칭       | ACSS3                                                         |
| 종           | 인간                                                            |
| GeneID (인간) | 79611                                                         |
| GeneID      | 79611                                                         |
| 면역원         | 인간 ACSS3 (NP_078836.1)의 아미노산 30-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 원천          | 토끼                                                            |
| 범주          | 폴리클로날 항체                                                      |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                     |
| 교차 반응성      | 마우스, 래트                                                       |
| SWISS       | Q9H6R3                                                        |
| 단백질 분자량     | 75kDa                                                         |
| 배송          | 아이스백                                                          |