


활성화 단백질 2 (Ap-2/Tfap2A) 다클론 항체, Wb, Elisa용 - P05549

품목 번호: CM0016861



소개

인간 전사 인자 AP-2-알파(TFAP2A)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 발생생물학 및 전사 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	활성화 단백질 2 (AP-2/TFAP2A) 토끼 pAb
비고/별칭	AP-2; BOFS; AP2TF; TFAP2; AP-2alpha; 활성화 단백질 2 (AP-2/TFAP2A)
종	인간
GeneID (인간)	7020
GeneID	7020
면역원	인간 활성화 단백질 2 (AP-2/TFAP2A)의 아미노산 120-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_003211.1)
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P05549
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스팩