


Wb, Elisa용 활성 Caspase-3 단클론 항체 - P42574

품목 번호: CM0002467



소개

활성 Caspase-3(CPP32, SCA-1)을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체입니다. 인간 샘플에서 WB와 ELISA로 유효성이 검증되었습니다. 세포사멸 연구에 이상적이며 인간과 반응합니다. 분자량은 32 kDa입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	활성 Caspase-3 토끼 단클론항체(mAb)
비고/별칭	CPP32; SCA-1; CPP32B; 활성 Caspase-3
종	인간
유전자ID (인간)	836
유전자ID	836
면역원	합성 펩티드 인간 CASP3(P42574)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P42574
단백질 분자량	32kDa
배송 방식	아이스백