


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Actl6A 토끼 단일클론 항체 - O96019

품목 번호: CM0012231



소개

인체 ACTL6A(BAF53A)에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA 검증 완료. 마우스 및 쥐와 교차 반응함. 염색질 리모델링, 신경 발생 및 DNA 복구 연구에 이상적임.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	ACTL6A 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	Arp4; ACTL6; BAF53A; INO80K; SMARCN1; ARPN-BETA; ACTL6A
종	인체
유전자 ID (인체)	86
유전자 ID	86
면역원	인체 ACTL6A(O96019)의 아미노산 201-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인체, 마우스, 쥐
SWISS	O96019
단백질 무게	47kDa
배송	아이스팩