

Wb/Ihc/If/Elisa용 항-Actl6B 다클론 항체 (Baf53B) - O94805

품목 번호: CM0025789

소개

인간 ACTL6B (BAF53B)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 염색질 리모델링 및 신경발달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ACTL6B 토끼 pAb
비고/별칭	ACTL6; DEE76; BAF53B; EIEE76; IDDSSAD; SMARCN2; arpNalpha; ACTL6B
종	인간
유전자 ID (인간)	51412
유전자 ID	51412
면역원	재조합 단백질 인간 ACTL6B (NP_057272.1)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O94805
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스팩