


Wb, If-P, Elisa용 Anti-Actn2 토끼 단일클론 항체 - P35609

품목 번호: CM0005516



소개

사람, 쥐, 랫트 샘플에서 웨스턴 블롯(Western blot), 면역형광법(immunofluorescence), ELISA에 대해 검증된 Anti-ACTN2 토끼 단일클론 항체입니다. 근절(sarcomere) 구조 및 근육 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ACTN2 Rabbit mAb
비고/별칭	MPD6, CMH23, CMYP8, CMD1AA, MYOCOZ, ACTN2
종(Species)	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	88
유전자 ID	88
면역원(Immunogen)	사람 ACTN2 (P35609)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	P35609
단백질 분자량	104kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)