


Anti-Actn2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P35609

품목 번호: CM0028076



소개

인간 ACTN2(알파-액티닌-2)에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트 샘플과 반응. 근육 생물학 및 심근병증 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ACTN2 Rabbit pAb
비고/별칭	MPD6; CMH23; CMYP8; CMD1AA; MYOCYZ; ACTN2
종	인간
GeneID (인간)	88
GeneID	88
면역원	인간 ACTN2 (NP_001094.1)의 아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P35609
단백질 분자량	104 kDa
배송	아이스백