

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Actn3 다클론 항체 - Q08043

품목 번호: CM0018607



소개

웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에 적합한 고품질 토끼 다클론 anti-ACTN3 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드의 알파-액티닌-3을 검출하며, 속근 골격근 섬유의 액틴 가교 결합을 연구하는 데 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ACTN3 토끼 pAb
비고/별칭	ACTN3D; ACTN3
종	인간
GeneID (인간)	89
GeneID	89
면역원	인간 ACTN3(NP_001095.2)의 아미노산 580~630에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q08043
단백질 분자량	103kDa
배송	얼음팩