


Wb 및 Elisa용 Anti-Actr10 토끼 다클론 항체 - Q9Nz32

품목 번호: CM0017020



소개

WB 및 ELISA 응용 분야를 위한 인간 ACTR10(Arp11) 표적 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 다이네인/다이낙틴 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ACTR10 토끼 pAb
비고/별칭	Arp10; Arp11; ACTR11; HARP11; ACTR10
종	인간
GeneID (인간)	55860
GeneID	55860
면역원	인간 ACTR10(NP_060947.1)의 아미노산 218-417번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
항체 공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9NZ32
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스팩