


Wb, Elisa용 Anti-Actr1A 토끼 다클로널 항체 - P61163

품목 번호: CM0030579



소개

WB 및 ELISA에 최적화된 토끼 항-ACTR1A 다클로널 항체입니다. 사람, 쥐, 랫드(Rat)에서 검증되었습니다. 미세소관을 따라 다이닌 모터 운반을 활성화하는 dynactin 복합체 구성 요소인 alpha-centractin을 표적합니다. 세포골격 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ACTR1A Rabbit pAb
비고/별칭	ARPI; Arp1A; CTRN1; ACTR1A
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	10121
GeneID	10121
면역원	사람 ACTR1A (NP_005727.1)의 아미노산 187-376에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로널 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫드 (Rat)
SWISS	P61163
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스백