

Wb 및 Elisa용 Anti-Actr3B 폴리클로날 항체 - Q9P1U1

품목 번호: CM0027199

소개

사람 및 마우스 샘플의 WB 및 ELISA 응용을 위한 ACTR3B 토끼 폴리클로날 항체입니다. 액틴 세포골격 조직화에서 기능하며 종양 전이에 영향을 미칠 수 있습니다. 연구용으로만 사용하십시오.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ACTR3B Rabbit pAb
비고/별칭	ARPI1; ARP3BETA; ACTR3B
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	57180
면역원	사람 ACTR3B (NP_065178.1)의 아미노산 189-418에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	Q9P1U1
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스백