


Anti-Acvr1 Rabbit Polyclonal Antibody (Pab) For Wb, Elisa - Q04771

품목 번호: CM0026869



소개

인간 ACVR1 (Activin 수용체 타입-1, ALK2)에 대한 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 사용됩니다. 면역원: 재조합 단백질 (aa 20-125). 인간 및 마우스 ACVR1을 검출합니다. BMP 신호 전달 및 발생 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ACVR1 Rabbit pAb
비고/별칭	FOP; ALK2; SKR1; TSRI; ACTRI; ACVR1A; ACVRLK2; ACVR1
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	90
GeneID	90
면역원	인간 ACVR1 (NP_001096.1)의 아미노산 20-125에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (다클로날 항체)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse (인간, 마우스)
SWISS	Q04771
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스 팩