

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Acvr1B 토끼 단일클론 항체 - P36896

품목 번호: CM0006892



소개

인간 ACVR1B(액티빈 수용체 1B형, ALK4)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA 용도로 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응성을 나타냅니다. 액티빈 신호전달 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ACVR1B 토끼 mAb
비고/별칭	ALK4; SKR2; ACTR1B; ACVRLK4; ACVR1B
종	인간
GeneID(인간)	91
GeneID	91
면역원	인간 ACVR1B(P36896)의 아미노산 1-100번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
생산 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P36896
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스팩