

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Acvr1C 다클론 항체 - Q8Ner5

품목 번호: CM0014528

소개

ACVR1C(액티빈 수용체 타입-1C/ALK7)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 반응하며 WB, IHC-P, ELISA에서 테스트되었습니다. TGF-베타 신호전달 및 췌장 베타 세포 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ACVR1C 토끼 pAb
비고/별칭	ALK7; ACVRLK7; ACVR1C
종	인간
유전자 ID (인간)	130399
유전자 ID	130399
면역원	인간 ACVR1C (NP_660302.2)의 아미노산 22-113에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8NER5
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스백