


Wb 및 Elisa용 Anti-Acvr2A Rabbit Monoclonal Antibody - P27037

품목 번호: CM0012045



소개

인간 ACVR2A, 액티빈 수용체 타입-2A를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. TGF-베타 신호 전달 경로 연구에 적합합니다. - P27037.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	[KO 검증] ACVR2A Rabbit mAb
비고/별칭	ACVR2; ACTRII; 2A
종	인간
GeneID (인간)	92
GeneID	92
면역원	인간 ACVR2A (P27037)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P27037
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스백