


Anti-Acvr2A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P27037

품목 번호: CM0022995



소개

WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에 검증된 고품질 ACVR2A Rabbit pAb. 인간, 마우스, 랫드 ACVR2A (58 kDa)와 반응합니다. TGF- β /액티빈 신호 전달 및 수용체 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ACVR2A Rabbit pAb
비고/별칭	ACVR2; ACTRII; ACVR2A
종	인간
GeneID (인간)	92
GeneID	92
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P27037
단백질 무게	58 kDa
배송	아이스백