

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Acvr2B 토끼 다클로날 항체 - Q13705

품목 번호: CM0026089



소개

사람 ACVR2B를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 액티비 신호 전달 연구 및 진단 응용에 이상적입니다. 58kDa 단백질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	세부 정보
제품명	ACVR2B Rabbit pAb
비고/별칭	HTX4; ACTRIIB; ActR-IIB; ACVR2B
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	93
유전자 ID	93
면역원	사람 ACVR2B (NP_001097.2)의 아미노산 50-150 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람 (Human)
SWISS	Q13705
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스백