

## Wb 및 Elisa용 항인간 Acvrl1/Alk1 토끼 다클론 항체 - P37023

품목 번호: CM0022703



### 소개

WB 및 ELISA에서 검증된 ACVRL1 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트에서 검출이 가능합니다. 핵심 혈관신생 조절인자인 TGF-베타 수용체 ALK1의 세포내 도메인을 표적으로 하는 재조합 면역원입니다. 56 kDa.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 사양                                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | ACVRL1 토끼 pAb                                                      |
| 비고/별칭       | HHT; ALK1; HHT2; ORW2; SKR3; ALK-1; TSR-1; ACVRLK1; ACVRL1         |
| 종           | 인간                                                                 |
| GeneID (인간) | 94                                                                 |
| GeneID      | 94                                                                 |
| 면역원         | 인간 ACVRL1 (NP_001070869.1)의 아미노산 234-503에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 기원          | 토끼                                                                 |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                             |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                          |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                        |
| SWISS       | P37023                                                             |
| 단백질 분자량     | 56kDa                                                              |
| 배송 방식       | 아이스팩                                                               |