

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Acy1 폴리클로날 항체 - Q03154

품목 번호: CM0025343



소개

WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 고품질의 토끼 ACY1 폴리클로날 항체입니다. N-아실아미노산 가수분해에 관여하는 인간, 마우스, 랫트 ACY1 (아미노아실레이스-1)을 인식합니다. 분해 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ACY1 Rabbit pAb
비고/별칭	ACY-1; ACY1D; HEL-S-5; ACY1
종(Species)	Human
GeneID (human)	95
GeneID	95
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 ACY1 (NP_001185824.1)의 아미노산 1-408에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q03154
단백질 분자량	46kDa
배송(Shipping)	아이스백