


Wb, If/Icc, Fc, Elisa용 Anti-Adam10 폴리클로날 항체 - O14672

품목 번호: CM0029841



소개

웨스턴 블롯, 면역형광/ICC, 유세포 분석 및 ELISA용 ADAM10 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간 및 쥐 ADAM10을 인식하며, 신경생물학, 염증 및 암과 관련된 주요 세다제(sheddase)입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	ADAM10 Rabbit pAb
비고/별칭	RAK; kuz; AD10; AD18; MADM; CD156c; CDw156; HsT18717; ADAM10
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	102
GeneID	102
면역원(Immunogen)	인간 ADAM10 (NP_001101.1)의 아미노산 214-672 내 서열에 상응하는 재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, FC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 쥐(Rat)
SWISS	O14672
단백질 분자량	84kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)