

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Adam15 토끼 단일클론 항체 - Q13444

품목 번호: CM0008672

소개

WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 적합한 고품질 ADAM15 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. 세포 접착, 상처 치유 및 암 전이 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ADAM15 토끼 mAb
비고/별칭	MDC15; ADAM15
종	인간
유전자 ID (인간)	8751
면역원	인간 ADAM15(Q13444)의 아미노산 200-300에 해당하는 합성 펩타이드
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q13444
단백질 중량	55kDa/88kDa/89kDa/90kDa/93kDa
배송	아이스팩