

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Adam15 토끼 다클로날 항체 - Q13444

품목 번호: CM0029727

소개

WB, IF/ICC 및 ELISA 애플리케이션용 토끼 다클로날 ADAM15 항체로, 사람, 쥐 및 랫트 샘플과 반응합니다. 상처 치유, 세포 부착 및 혈관신생 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ADAM15 Rabbit pAb
비고/별칭	MDC15; ADAM15
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	8751
GeneID	8751
면역원	사람 ADAM15 (NP_003806.3)의 아미노산 540-700에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	Q13444
단백질 분자량	93kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)