

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Adam17 다클론 항체 - P78536

품목 번호: CM0014788



소개

인간 ADAM17에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 랫드와 교차 반응성을 보입니다. TNF-alpha 절단, Notch 신호전달 및 염증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ADAM17 토끼 pAb
비고/별칭	CSVP; TACE; NISBD; ADAM18; CD156B; NISBD1; ADAM17
종	인간
GeneID (인간)	6868
GeneID	6868
면역원	인간 ADAM17(NP_003174.3)의 아미노산 700-824 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
항체 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P78536
단백질 분자량	93kDa
배송	아이스백