

Wb, Elisa용 Anti-Adam22 Rabbit Polyclonal Antibody - Q9P0K1

품목 번호: CM0013385



소개

인간 ADAM22(디스인테그린 및 금속단백질효소 도메인 함유 단백질 22)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트와의 교차반응성을 보입니다. 신경과학 및 교모세포종 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ADAM22 Rabbit pAb
비고/별칭	MDC2; DEE61; EIEE61; ADAM 22; ADAM22
종	인간
GeneID (인간)	53616
GeneID	53616
면역원	인간 ADAM22 (NP_004185.1)의 아미노산 223-400에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q9P0K1
단백질 분자량	100kDa
배송	아이스백