

Wb, Elisa용 Anti-Adam23 폴리클로날 항체 - O75077

품목 번호: CM0014826

소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 토끼 폴리클로날 ADAM23 항체; 인간, 마우스, 랫트와 반응. 세포 접착에 관여하는 비촉매성 금속단백질분해효소 유사 단백질을 표적으로 하며, 뇌에서 높게 발현됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ADAM23 Rabbit pAb
비고/별칭	MDC3; MDC-3; ADAM23
종	인간
유전자 ID (인간)	8745
유전자 ID	8745
면역원	인간 ADAM23 (NP_003803.1)의 아미노산 350-500에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	O75077
단백질 분자량	92kDa
배송	아이스백