


Wb, Elisa용 Anti-Adam33 폴리클로널 항체 - Q9Bz11

품목 번호: CM0026267



소개

인간 ADAM33에 대한 토끼 폴리클로널 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 가집니다. 혈관신생, 세포 증식 및 사이토카인 분비(shedding)에 관여하는 메탈로프로테이나제를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ADAM33 Rabbit pAb
비고/별칭	C20orf153; DJ964F7.1; ADAM33
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	80332
GeneID	80332
면역원(Immunogen)	인간 ADAM33 (NP_001269376.1)의 아미노산 500-700에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9BZ11
단백질 분자량	88kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)