

Wb, Elisa용 Anti-Adam5 토끼 다클론 항체 - Q6Nvv9

품목 번호: CM0025792

소개

고환에서 높게 발현되는 추정 비촉매성 메탈로프로테아제인 ADAM5에 대한 토끼 다클론 항체로, 인간 및 마우스 샘플에서의 Western blot 및 ELISA 검증을 완료했습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ADAM5 토끼 pAb
비고/별칭	ADAM5P; TMDCI; ADAM5
종	인간
유전자 ID (인간)	255926
유전자 ID	255926
면역원	합성 펩타이드; 인간 ADAM5(Q6NVV9)의 아미노산 250-350 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q6NVV9
단백질 무게	47kDa
배송	아이스팩