

## Wb 및 Elisa용 Anti-Adam8 토끼 다클론 항체 - P78325

품목 번호: CM0016886



### 소개

인간 ADAM8을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫드 ADAM8과 교차 반응합니다. 백혈구 혈관외유출, 금속단백분해효소 활성화 및 염증 과정을 연구하는 데 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 제품명         | ADAM8 토끼 pAb                                                  |
| 비고/별칭       | MS2; CD156; CD156a; ADAM8                                     |
| 종           | 인간                                                            |
| 유전자 ID (인간) | 101                                                           |
| 유전자 ID      | 101                                                           |
| 면역원         | 인간 ADAM8의 아미노산 17-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_001100.3) |
| 항체 생산 숙주    | 토끼                                                            |
| 분류          | 다클론 항체                                                        |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                     |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 랫드                                                   |
| SWISS       | P78325                                                        |
| 단백질 분자량     | 89kDa                                                         |
| 배송          | 아이스팩                                                          |