

## Wb, Elisa용 Anti-Adamts2 Rabbit Polyclonal Antibody - O95450

품목 번호: CM0017949

### 소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 고품질 anti-ADAMTS2 토끼 폴리클론항체. 콜라겐 섬유 조립에 필수적인 프로콜라겐 N-단백질분해효소인 사람 및 쥐 ADAMTS2와 반응합니다. 세포외 기질 및 결합 조직 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | ADAMTS2 Rabbit pAb                                                                        |
| 비고/별칭       | NPI; PNPI; PCINP; PCPNI; PCI-NP; PC I-NP; ADAM-TS2; ADAMTS-2; ADAMTS-3; EDSDERMS; ADAMTS2 |
| 종           | 사람                                                                                        |
| GeneID (사람) | 9509                                                                                      |
| 면역원         | 사람 ADAMTS2(O95450)의 아미노산 1029-1213에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질                              |
| 원천          | 토끼                                                                                        |
| 범주          | 폴리클론항체                                                                                    |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                                                 |
| 교차 반응성      | 사람, 쥐                                                                                     |
| SWISS       | O95450                                                                                    |
| 단백질 분자량     | 135kDa                                                                                    |
| 배송          | 아이스백                                                                                      |