


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Adamts4 토끼 다클로날 항체 - O75173

품목 번호: CM0024311



소개

사람 ADAMTS4 (aggrecanase-1)를 표적으로 하는 고품질의 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 관절염, 연골 분해, 알츠하이머병 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ADAMTS4 Rabbit pAb
비고/별칭	ADMP-1; ADAMTS-2; ADAMTS-4; ADAMTS4
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	9507
항원	사람 ADAMTS4 (NP_005090.3)의 아미노산 74-318에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	O75173
단백질 분자량	90kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)