


Wb, Elisa용 Anti-Adamts5 폴리클로날 항체 - Q9Una0

품목 번호: CM0024878



소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용 인간 ADAMTS5 (aggrecanase-2)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트 ADAMTS5를 인식하며, 분자량은 약 101 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ADAMTS5 Rabbit pAb
비고/별칭	ADAMTS5; ADAM-TS 11; ADAM-TS 5; ADAM-TS5; ADAMTS-11; ADAMTS-5; ADAMTS11; ADMP-2; ADAM-TS11
종(Species)	Human
GeneID (Human)	11096
GeneID	11096
면역원(Immunogen)	인간 ADAMTS5 (NP_008969.2)의 아미노산 601-700에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9UNA0
단백질 분자량	101kDa
배송	아이스팩